



Medic : _____

Adresă de livrare : _____

Nume pacient : _____

Date facturare : _____


Lucrare : _____ Cod : _____

Data livrare lucrare : _____ Ora : _____

Stripping:

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

B = bracket **T** = tub **TL** = tub lung **TLC** = tub lung cu cârlig **Ex** = extracție **X** = edentație **I** = inel



Indicații set-up : _____

Bară : _____

Buton Nance : _____

Alte : _____

		maxilar	mandibular			maxilar	mandibular	
Heat activated Nickel Titanium Ultratherm	.012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Stainless Steel Duradent	.016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	.014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16 X 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	.016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16 x 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niti	16 x 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		B-titan CNA Trident	18 x 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16 x 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16 x 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17 x 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			16 x 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	.014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		17 x 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



MODELE	COD	PRET	Model de lucru	Model duplicat	Montare in articulator	Monomaxilar	Bimaxilar	Placuta montare articulator
			0	0	20	5	5	40
Model	MO001	10						
Model finisat si lacuit bimaxilar	MO002	20						
Montare in articulator	MO003	20						
Modele splitcat	MO004	30						

SET-UP	COD	PRET
Set-up diagnostic	S500	450

APLICARI INDIRECTE	COD	PRET	Vestibular arcada	Evolution arcada	Joy arcada	Joy bimaxilar 3-3	Joy bimaxilar 4-4	Joy bimaxilar 5-5	Joy arcada 3-3	Joy arcada 4-4	Joy arcada 5-5
			500	3450	2900	4500	4800	5200	2350	2500	2700
Vestibular	A600	900									
Lingual evolution	A601	6750									
Lingual Joy	A602	5625									
Din categoria aparate FIXE	Bara detasabila								F206		120
	Quad-Helix								F210		180
	Buton Nance								F211		180
Alte produse similare se gasesc in categoria FIXE !											

MOD DE COMPLETARE

1. Selectati produsul dorit prin incercuirea codului de produs
2. Daca produsul are optiuni de prelucrare, inscrieti numarul de piese in casuta corespunzatoare optiunii la produsul ales.